

# マツダ心外セット

Suture with Needle Set for Cardiovascular Surgery




+ For Cardiovascular Surgery + 非吸収性縫合糸セット

# マルチパッケージ

※シングルパッケージは針の近くにプレジエットがセットされます。

迅速な  
操作

利便性  
向上



マツダ心外セッ

針長さ26mm

糸太さ 3-0

プレジエットPF6

糸長さ 75cm

入数 4本

**Pledget**  
プレジエット


## 針を取り出した時点で、縫合糸の中央

紹介動画はこちら






[https://youtu.be/1b3sq\\_cMC-g](https://youtu.be/1b3sq_cMC-g)











Point 01 スポンジ高の中央部に針が固定されており  
持針器の把持操作が容易に行えます








先角針 弱弯 (3/8)								
針		縫合部補強材	糸の長さ 入数	ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸				
				糸の太さ				
				5-0	4-0	3-0		
先 角 針	13mm		プレジェットPF 3×5mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT135A			
				75cm 4本入(10袋/箱)	A MT135AM			
				90cm 1本入(30袋/箱)	A MT135AL			
				90cm 4本入(10袋/箱)	A MT135ALM			
	17mm		プレジェットPF 4×7mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT175B	A MT174B		
					75cm 4本入(10袋/箱)	A MT175BM	A MT174BM	
					90cm 1本入(30袋/箱)	A MT175BL	A MT174BL	
					90cm 4本入(10袋/箱)	A MT175BLM	A MT174BLM	
			プレジェットPF 6×10mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT175C	A MT174C		
				75cm 4本入(10袋/箱)	A MT175CM	A MT174CM		
				90cm 1本入(30袋/箱)	A MT175CL	A MT174CL		
				90cm 4本入(10袋/箱)	A MT175CLM	A MT174CLM		


先角針 強弯 (1/2)





針		縫合部補強材	糸の長さ 入数	ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸				
				糸の太さ				
				5-0	4-0	3-0		
先 角 針	13mm		プレジェットPF 3×5mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT635A			
				75cm 4本入(10袋/箱)	A MT635AM			
				90cm 1本入(30袋/箱)	A MT635AL			
				90cm 4本入(10袋/箱)	A MT635ALM			
	18mm		プレジェットPF 4×7mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT685B	A MT684B		
					75cm 4本入(10袋/箱)	A MT685BM	A MT684BM	
					90cm 1本入(30袋/箱)	A MT685BL	A MT684BL	
					90cm 4本入(10袋/箱)	A MT685BLM	A MT684BLM	
			プレジェットPF 6×10mm 	75cm 1本入(30袋/箱)	A MT685C	A MT684C		
				75cm 4本入(10袋/箱)	A MT685CM	A MT684CM		
				90cm 1本入(30袋/箱)	A MT685CL	A MT684CL		
				90cm 4本入(10袋/箱)	A MT685CLM	A MT684CLM		
22mm		プレジェットPF 4×7mm 	75cm 1本入(30袋/箱)		A MT724B	A MT723B		
				75cm 4本入(10袋/箱)		A MT724BM	A MT723BM	
				90cm 1本入(30袋/箱)		A MT724BL	A MT723BL	
				90cm 4本入(10袋/箱)		A MT724BLM	A MT723BLM	
		プレジェットPF 6×10mm 	75cm 1本入(30袋/箱)		A MT724C	A MT723C		
			75cm 4本入(10袋/箱)		A MT724CM	A MT723CM		
			90cm 1本入(30袋/箱)		A MT724CL	A MT723CL		
			90cm 4本入(10袋/箱)		A MT724CLM	A MT723CLM		

先角針 強弯 (1/2)							
針			縫合部補強材	糸の長さ 入数	ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸		
					糸の太さ		
					5-0	4-0	3-0
先 角 針	26mm		プレジェットPF 4×7mm 	75cm 1本入(30袋/箱)		A MT764B	A MT763B
				75cm 4本入(10袋/箱)		A MT764BM	A MT763BM
				90cm 1本入(30袋/箱)		A MT764BL	A MT763BL
				90cm 4本入(10袋/箱)		A MT764BLM	A MT763BLM
			プレジェットPF 6×10mm 	75cm 1本入(30袋/箱)		A MT764C	A MT763C
				75cm 4本入(10袋/箱)		A MT764CM	A MT763CM
				90cm 1本入(30袋/箱)		A MT764CL	A MT763CL
				90cm 4本入(10袋/箱)		A MT764CLM	A MT763CLM


## カニュレーションセット




「カニュレーションセット」とは、カニュレーションに使用するポリエステル縫合糸、ポリプロピレン縫合糸、およびプレジェットをあらかじめ組み合わせた製品であり、手術前の準備を簡素化し、手術開始をスムーズに行うことができるほか、手術材料のロスを低減することができます。




丸針 弱弯 (3/8)									
製品コード：A MT-AP			糸の長さ 入数	内容・用途					
針				ポリエステル製 ブレード縫合糸		ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸			
			送血①	送血②	脱血	レトロ	ベント	アンテ	
丸針	17mm		90cm 6本入 (10袋/箱)	3-0 	3-0	4-0	4-0	4-0 	4-0 
				プレジェット PF 5×8mm				プレジェット PF 5×8mm	プレジェット PF 5×8mm

## カニュレーションセット



丸針 強弯 (1/2)									
製品コード：A MT-BP			糸の長さ 入数	内容・用途					
針				ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸					
				送血①	送血②	脱血	レトロ	ベント	アンテ
丸針	18mm		75cm 6本入 (10袋/箱)	3-0  プレジェット PF 5×8mm	3-0	3-0	3-0	3-0	3-0  プレジェット PF 5×8mm



丸針 弱弯 (3/8)									
製品コード：A MT-C			糸の長さ 入数	内容・用途					
針				ポリエステル製 ブレード縫合糸		ポリプロピレン製 モノフィラメント縫合糸			
				送血①	送血②	脱血	レトロ	ベント	アンテ
丸針	17mm		90cm 6本入 (10袋/箱)	2-0	2-0	4-0	4-0	4-0	4-0



## 索引

製品コード	製品名	糸の長さ 入数	JANコード	ページ
A MT135A	マツダ心外セット A MT135A	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287914949	24
A MT135AM	マツダ心外セット A MT135AM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287914970	24
A MT135AL	マツダ心外セット A MT135AL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287914956	24
A MT135ALM	マツダ心外セット A MT135ALM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287914963	24
A MT175B	マツダ心外セット A MT175B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915069	24
A MT174B	マツダ心外セット A MT174B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287914987	24
A MT175BM	マツダ心外セット A MT175BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915090	24
A MT174BM	マツダ心外セット A MT174BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915014	24
A MT175BL	マツダ心外セット A MT175BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915076	24
A MT174BL	マツダ心外セット A MT174BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287914994	24
A MT175BLM	マツダ心外セット A MT175BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915083	24
A MT174BLM	マツダ心外セット A MT174BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915007	24
A MT175C	マツダ心外セット A MT175C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915106	24
A MT174C	マツダ心外セット A MT174C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915021	24
A MT175CM	マツダ心外セット A MT175CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915137	24
A MT174CM	マツダ心外セット A MT174CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915052	24
A MT175CL	マツダ心外セット A MT175CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915113	24
A MT174CL	マツダ心外セット A MT174CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915038	24
A MT175CLM	マツダ心外セット A MT175CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915120	24
A MT174CLM	マツダ心外セット A MT174CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915045	24
A MT635A	マツダ心外セット A MT635A	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915144	25
A MT635AM	マツダ心外セット A MT635AM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915175	25
A MT635AL	マツダ心外セット A MT635AL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915151	25
A MT635ALM	マツダ心外セット A MT635ALM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915168	25
A MT685B	マツダ心外セット A MT685B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915267	25
A MT684B	マツダ心外セット A MT684B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915182	25
A MT685BM	マツダ心外セット A MT685BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915298	25
A MT684BM	マツダ心外セット A MT684BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915212	25
A MT685BL	マツダ心外セット A MT685BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915274	25
A MT684BL	マツダ心外セット A MT684BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915199	25
A MT685BLM	マツダ心外セット A MT685BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915281	25
A MT684BLM	マツダ心外セット A MT684BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915205	25
A MT685C	マツダ心外セット A MT685C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915304	25
A MT684C	マツダ心外セット A MT684C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915229	25
A MT685CM	マツダ心外セット A MT685CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915335	25
A MT684CM	マツダ心外セット A MT684CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915250	25
A MT685CL	マツダ心外セット A MT685CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915311	25
A MT684CL	マツダ心外セット A MT684CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915236	25
A MT685CLM	マツダ心外セット A MT685CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915328	25
A MT684CLM	マツダ心外セット A MT684CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915243	25

索引				
製品コード	製品名	糸の長さ 入数	JANコード	ページ
A MT724B	マツダ心外セット A MT724B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915427	25
A MT723B	マツダ心外セット A MT723B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915342	25
A MT724BM	マツダ心外セット A MT724BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915458	25
A MT723BM	マツダ心外セット A MT723BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915373	25
A MT724BL	マツダ心外セット A MT724BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915434	25
A MT723BL	マツダ心外セット A MT723BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915359	25
A MT724BLM	マツダ心外セット A MT724BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915441	25
A MT723BLM	マツダ心外セット A MT723BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915366	25
A MT724C	マツダ心外セット A MT724C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915465	25
A MT723C	マツダ心外セット A MT723C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915380	25
A MT724CM	マツダ心外セット A MT724CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915496	25
A MT723CM	マツダ心外セット A MT723CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915410	25
A MT724CL	マツダ心外セット A MT724CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915472	25
A MT723CL	マツダ心外セット A MT723CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915397	25
A MT724CLM	マツダ心外セット A MT724CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915489	25
A MT723CLM	マツダ心外セット A MT723CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915403	25
A MT764B	マツダ心外セット A MT764B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915588	26
A MT763B	マツダ心外セット A MT763B	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915502	26
A MT764BM	マツダ心外セット A MT764BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915618	26
A MT763BM	マツダ心外セット A MT763BM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915533	26
A MT764BL	マツダ心外セット A MT764BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915595	26
A MT763BL	マツダ心外セット A MT763BL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915519	26
A MT764BLM	マツダ心外セット A MT764BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915601	26
A MT763BLM	マツダ心外セット A MT763BLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915526	26
A MT764C	マツダ心外セット A MT764C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915625	26
A MT763C	マツダ心外セット A MT763C	75cm 1本入(30袋/箱)	4944287915540	26
A MT764CM	マツダ心外セット A MT764CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915656	26
A MT763CM	マツダ心外セット A MT763CM	75cm 4本入(10袋/箱)	4944287915571	26
A MT764CL	マツダ心外セット A MT764CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915632	26
A MT763CL	マツダ心外セット A MT763CL	90cm 1本入(30袋/箱)	4944287915557	26
A MT764CLM	マツダ心外セット A MT764CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915649	26
A MT763CLM	マツダ心外セット A MT763CLM	90cm 4本入(10袋/箱)	4944287915564	26
A MT-AP	マツダ心外セット A MT-AP	90cm 6本入(10袋/箱)	4944287915670	27
A MT-BP	マツダ心外セット A MT-BP	75cm 6本入(10袋/箱)	4944287915687	28
A MT-C	マツダ心外セット A MT-C	90cm 6本入(10袋/箱)	4944287343510	28

一般的名称：非吸収性縫合糸セット(70425000)  
販売名：マツダ心外セット  
医療機器承認番号：30200BZX00207000  
高度管理医療機器  
クラス (Ⅲ)